



Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo - Germany
Telefon+49 (0)5261 701- 0
Telefax+49 (0)5261 701- 289
info@brasseler.de
www.brasseler.de

Gebrauchsanweisung

Bitte unbedingt beachten und für späteren Gebrauch gut aufbewahren.

Instructions for use

Please read carefully and retain for future reference.

Conseils d'utilisation

A respecter scrupuleusement et garder cette copie pour une utilisation ultérieure.

Instrucciones de empleo

Leer detenidamente y guardar este ejemplar para uso más tarde.

Istruzioni d'uso

Si prega di leggere attentamente e conservare per un'eventuale consultazione.

Reinigungsbürste

© Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
303240 - Rev 2018-11

DE EN FR ES IT



Verpackungseinheit, Packing unit, Unité d'emballage,
Unidad de embalaje, Unità d'imballo



Fig. 1

DE

Reinigungsbürste zum Reinigen stark verschmutzter Bohrer, Fräser und Diamant-Schleifwerkzeuge

1. Sachgemäßer Einsatz

1. Die Reinigung der Werkzeuge erfolgt bei Stillstand des Antriebes.
2. Beim Reinigen von verzahnten Werkzeugen wird die Bürste an den Schneiden entlanggeführt.

3. Beim Reinigen sollte vom Körper weg gearbeitet werden.

4. Durch Kappendrehung erfolgt Verstellung der Borstenlänge:

Kurze Borsten → harte Bürste
Lange Borsten → weiche Bürste

EN

Brush for cleaning extremely contaminated burs, cutters and diamond abrasives

1. Proper use

1. During cleaning of the instruments the motor must not be in operation.
2. Toothed instruments are cleaned by moving the brush along the blades.

3. Make sure to work away from the body during cleaning.

4. By turning the cap, the length of the bristles can be adjusted.

Short bristles → hard
Long bristles → soft

Stylo carde avec brosse pour le nettoyage des fraises, fraises de laboratoire et instruments diamantés fortement encrassés.

1. Utilisation appropriée

1. Le nettoyage des instruments s'effectue avec le moteur à l'arrêt.
2. Le nettoyage des instruments à denture s'effectue en guidant la brosse au long des lames.

3. Ne pas travailler en direction du corps.

4. En tournant le capuchon on peut modifier la longueur des soies :

Soies courtes → brosse dure
Soies longues → brosse soyeuse

Cepillo para la limpieza de fresas, fresones y abrasivos de diamante contaminados

1. Utilización apropiada

1. La limpieza de los instrumentos se efectúa cuando el motor está parado.
2. Durante la limpieza de los instrumentos con dentadura, el cepillo se pasa por lo largo de los filos.

3. Siempre debe trabajarse en dirección opuesta al cuerpo.

4. Puede variarse la longitud de las cerdas por una rotación del capuchón:

Cerdas cortas → duro
Cerdas largas → suave

Spazzola per la pulizia di sporco resistente su frese, fresoni e diamantate.

1. Utilizzo conforme

1. Effettuare la pulizia degli utensili quando l'azionamento è fermo.
2. In caso di pulizia di frese dentate, far scorrere la spazzola lungo il tagliente.

3. Durante la pulizia eseguire i movimenti allontanandosi rispetto allo strumento.

4. La lunghezza delle setole viene regolata tramite la rotazione della punta:

setole corte → spazzola dura
setole lunghe → spazzola morbida