



Komet Dental  
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG  
Trophagener Weg 25  
32657 Lemgo - Germany  
Telefon+49 (0)5261 701- 0  
Telefax+49 (0)5261 701- 289  
info@brasseler.de  
www.brasseler.de



**F360**  
© Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG  
**308967 - Rev 2019-04**



Wurzelkanalaufbereitung, Root canal preparation,  
Traitement endodontique, Preparación de canal  
radicular, Strumentazione canalare



nur zum Einmalgebrauch, For single use only, Ne pas  
reutiliser (usage unique), No reutilizar (un solo uso),  
Eslusivamente monouso



Verpackungseinheit, Packing unit, Unité d'emballage,  
Unidad de embalaje, Unità d'imballo



strahlensterilisiert (Sterile Instrumente sind  
auf dem Verpackungsetikett entsprechend  
gekennzeichnet), Sterilized using irradiation  
(Sterile instruments are marked as such  
on the label of the packaging), Stérilisation  
par irradiation (Les instruments stériles  
sont marqués comme tels sur l'étiquette  
de l'emballage), Esterilización por radiación  
(Los instrumentos estériles son marcados  
como tales sobre la etiqueta del embalaje),  
Sterilizzazione per mezzo di radiazione (Gli  
strumenti sterili sono marcati come tali  
sull'etichetta dell'imballaggio)



verwendbar bis (nur zutreffend bei sterilen  
Instrumenten), Use-by date (only applies to sterile  
instruments), A utiliser avant le (ne s'applique qu'aux  
instruments stériles), Utilizar antes de (se aplica  
solamente a instrumentos estériles), Data di scadenza  
(riguarda soltanto strumenti sterili)



bei beschädigter Verpackung nicht verwenden  
(nur zutreffend bei sterilen Instrumenten), Do not  
use in case of damaged packaging (only applies to  
sterile instruments), Ne pas utiliser si l'emballage  
est endommagé (ne s'applique qu'aux instruments  
stériles), No utilizar si el embalaje está dañado (se  
aplica solamente a instrumentos estériles), Non  
utilizzare se l'imballo è danneggiato (riguarda soltanto  
strumenti sterili)



### F360 NiTi-Feilsystem mit Taper .04 für die maschinelle Wurzelkanalaufbereitung

#### 1. Indikation

Die Instrumente werden zur maschinellen Entfernung von krankhaftem Gewebe sowie Wurzelfüllmaterial im Rahmen einer Wurzelkanalaufbereitung eingesetzt.

#### 2. Kontraindikation

Die Kontraindikationen sind (z. B.):  
- starke, abrupte apikale Krümmungen  
- starke Kalzifizierung des Wurzelkanals  
- Präparation von Milchzähnen

#### 3. Sachgemäßer Einsatz

Grundsätzlich:  
- Instrumente sind nur für den Einmalgebrauch (bei einem Patienten) vorgesehen, es können bis zu 5 Wurzelkanäle mit einer Feile behandelt werden.  
- Empfehlungen für den Einsatz maschineller NiTi-Instrumente sowie die Reinigung und Desinfektion des Wurzelkanals beachten.  
- Die Instrumente auch während der Behandlung – bei der Zwischenreinigung der Instrumente –, auf plastische Verformungen wie z. B. aufgedrehte Windungen im Bereich des Arbeitsteils prüfen und ggf. aussortieren.  
Vor dem Einsatz der F360 Feilen:  
- Kanalmorphologie mittels Röntgenbildern bestimmen.  
- Kanalzugang deutlich darstellen, z. B. mit Opener OP10L 19.204.030.  
- Herstellung des Gleitpfades mit maschinellen Instrumenten, z. B. dem PathGlider (PG03L25.205.015) oder mit geeigneten Handinstrumenten bis ISO 015, z. B. mit einer K-Feile nach erfolgter Sondierung des Kanals.  
Einsatz der F360 Feilen:  
Die F360 Feilen sind beginnend mit der Größe 025 in aufsteigender Reihenfolge (035/045/055) bis zur Erreichung der gewünschten Zielgröße einzusetzen.  
- Die Instrumente im drehmomentbegrenzten Winkelstück oder Antrieb (z. B. E-Drive, 9938, oder EndoPilot mobil, EP0014 von Komet) mit einem Drehmoment von 1,8 Ncm und einer Drehzahl von  $\varnothing_{min}$  250–350 min<sup>-1</sup> ( $\varnothing_{max}$  500 min<sup>-1</sup>) einsetzen.  
Komet E-Drive: Stufe 4  
KaVo ENDOadv: Stufe 3  
SIRONiTi: Stufe 4  
W&H Entran: Stufe 3

#### Gebrauchsanweisung

Bitte unbedingt beachten und für späteren Gebrauch gut aufbewahren.

#### Instructions for use

Please read carefully and retain for future reference.

#### Conseils d'utilisation

A respecter scrupuleusement et garder cette copie pour une utilisation ultérieure.

#### Struccioni d'uso

Leer detenidamente y guardar este ejemplar para uso más tarde.

#### Istruzioni d'uso

Si prega di leggere attentamente e conservare per un'eventuale consultazione.



### F360 System of NiTi files with a taper of .04 for the mechanical preparation of root canals

#### 1. Indication

The instruments are intended for the mechanical removal of diseased tissue and root filling materials within the course of a root canal treatment.

#### 2. Contraindication

The contra-indications are (e. g.):  
- pronounced abrupt curves  
- severely calcified root canals  
- preparation of milk teeth

#### 3. Proper use

General information:  
- The instruments are designed for single use, i.e. on one patient only. Up to 5 root canals can be treated with each file.  
- Make sure to observe the recommendations for the use of mechanical NiTi instruments and for the cleaning and disinfection of root canals.  
- Check instruments for plastic deformations, e.g. untwisted blades, in the region of the working part during the course of the treatment, i.e. during intermediate cleaning. Discard any imperfect files prior to the use of the F360 files.  
- Determine the morphology of the canal by means of diagnostic radiographs.  
- Prepare the canal access, for example with the Opener OP10L19.204.030.  
- Ensure patency of the canal by means of mechanical instruments, e.g. the PathGlider (PG03L25.205.015) or with suitable manual instruments up to ISO size 015, for example with a K-file after probing the canal.  
Appropriate use of the F360 files:  
Starting with size 025, the F360 files should be used in ascending order (035/045/055) until the required target size is reached.  
- Use in a torque-limited contra-angle or motor, e.g. Komet E-Drive, 9938 or Komet EndoPilot mobil, EP0014), at a torque of 1.8 Ncm and a speed of  $\varnothing_{min}$  250–350 rpm ( $\varnothing_{max}$  500 rpm).  
Komet E-Drive: Level 4  
KaVo ENDOadv: Level 3  
SIRONiTi: Level 4  
W&H Entran: Level 3

- Insert the files into the canal in rotary mode. The instruments are used in "pecking motion", i.e. the files are moved up and down the canal wall during a period of max. 5–8 seconds, according to the single-length principle.

- Clean the instruments periodically during the treatment, for example in the interim storage block 595. Rinse the root canal thoroughly in order to flush out all debris.

#### 4. Further treatment

After the administration of a medicament, if necessary, the prepared root canal can be filled according to the usual methods, for example with condensed gutta-percha such as Komet F360 gutta-percha points GPF04, a carrier based filling system, e.g. Komet F360 Fill a thermo plastic procedure.

#### 5. Reprocessing

The sterile packed files are not designed for reprocessing, i.e. cleaning/disinfection and sterilisation to enable their reuse. The instruments can only be used once (one patient only). Used instruments have to be discarded because a risk-free reuse of the products cannot be guaranteed. The reuse of these products poses a risk of infection and/or the safety of the products can no longer be guaranteed. Instruments in damaged packaging are no longer sterile and should not be used. Work instructions with regard to proper reprocessing of instruments according to DIN EN ISO 17664, the present instructions for use and more detailed information, as amended, can be downloaded from our web site [www.kometdental.de](http://www.kometdental.de) or requested from the manufacturer Gebr. Brasseler.

#### 6. Storage

Store packed instruments away from UV radiation and heat in a clean and dry environment. Do not store in the same room as solvents or chemicals.

#### 7. Disposal

The instruments have to be disposed of in tight, non-breakable and non-pierceable containers (protection from contamination).

#### 8. Safety and liability

See also "Instructions for use and safety recommendations" in the current Komet Dental catalogue. The user is responsible for checking the products prior to use as to whether they are suited for the intended purpose. The user is responsible for the appropriate use of the instruments. In case of contributory negligence by the user, Gebr. Brasseler partially or totally declines liability for all resulting damages, particularly if these are due to nonobservance of our recommendations for use or warnings as well as inadvertent misuse by the user.

#### 9. Procedure in case of serious adverse events

In case of serious adverse events, please proceed in line with the legal regulations in your country.

**F360 Sistema de limes en NiTi con conicità .04, pour la préparation mécanique des canaux radiculaires**

#### 1. Indication

Les instruments sont prévus pour le retrait mécanique du tissu malade et le matériau d'obturation dans le cadre d'un traitement du canal radiculaire.

#### 2. Contre-indication

Les contre-indications sont (p. ex.) :

- Canaux radiculaires extrêmement courbés
- Canaux fortement calcifiés
- Préparation des dents de lait

#### 3. Utilisation appropriée

Recommandations générales :

- Les limes sont à usage unique (un seul patient). Une lime peut traiter jusqu'à 5 canaux radiculaires au maximum.
- Veiller à observer les recommandations concernant l'utilisation des instruments mécaniques en NiTi ainsi que le nettoyage et la désinfection du canal radiculaire.

- Contrôler les instruments au cours du traitement – par exemple pendant le nettoyage intermédiaire – pour détecter toute déformation plastique, par exemple lames sans torsion dans la région de la partie travaillante. Jeter les instruments endommagés, les cas échéant.

Avant l'utilisation des limes F360 :

- Déterminer la morphologie du canal radiculaire à l'aide de radiographies.
- Préparer l'accès du canal, par exemple avec l'Opener OP10L 19.204.030.
- Contrôler le passage à l'aide d'un instrument mécanique, par exemple le PathGlider (PG03L25.205.015) ou avec un instrument à main, comme par exemple une lime K de taille 015 après avoir effectué un sondage du canal.

Utilisation des limes F360 :

- Commentant par la taille 025, les limes F360 doivent être utilisées par ordre croissant (035/045/055) jusqu'à arriver à la taille cible.
- Les limes s'utilisent sur contre-angle ou moteur de préférence à couple limité (par ex. Komet E-Drive, 9938 ou Komet EndoPilot mobil, EP0014), à un couple de 1,8 Ncm et une vitesse de ↺ ↻ 250 à 350 t/min. (↺ ↻ ↺ ↻ ↺ ↻ 500 t/min.).

Komet E-Drive : Niveau 4

KaVo ENDOadv : Niveau 3

SIRONiTi : Niveau 4

W&H Entran : Niveau 3

(ES)

**F360 sistema de limes de NiTi con conicidad .04 para la preparación mecánica de conductos radiculares**

#### 1. Indicación

Los instrumentos están previstos para la remoción mecánica de tejido enfermo y materiales de obturación en el marco de un tratamiento del conducto radicular.

#### 2. Contraindicacion

Las contraindicaciones son (p. ej.):

- Conductos radiculares con curvaturas pronunciadas
- Conductos extremadamente calcificados
- Preparación de dientes de leche

#### 3. Utilización apropiada

Información general:

- Los instrumentos están diseñados para un solo uso (en un mismo paciente). Cada lima puede ser utilizada para preparar hasta 5 conductos.

- Asegúrese de observar las recomendaciones para el uso de limas mecánicas de NiTi y para la limpieza y desinfección de conductos radiculares.

- Durante el tratamiento o durante la limpieza intermedia, controle los instrumentos para descartar deformaciones plásticas de la parte activa, como ser estiramiento de las espiras. Descarte las limas que tengan imperfecciones.

Antes de utilizar las lmas F360 :

- Determinar la morfología del conducto radicular mediante el diagnóstico radiográfico.
- Crear un buen acceso al conducto radicular, recto y con dimensión suficiente, utilizando la fresa Opener OP10L 19.204.030 por ejemplo.
- Permeabilizar el conducto con instrumentos mecánicos, por ejemplo el PathGlider (PG03L25.205.015) o con instrumentos manuales apropiados hasta un tamaño ISO 015, p. ej. con una lima tipo K después de efectuar un sondaje del conducto.

Uso adecuado de las lmas F360:

- Empezando por el tamaño 025, las limas F360 deben ser utilizadas en orden ascendente (035/045/055) hasta llegar al tamaño objetivo.
- Usar los instrumentos en un contra-ángulo o motor con limitación de torque (p. ej. E-Drive, 9938, o EndoPilot mobil, EP0014 de Komet) con un torque de 1.8 Ncm y una velocidad de ↺ ↻ 250–350 rpm (↺ ↻ 500 rpm).

Komet E-Drive: Nivel 4

KaVo ENDOadv: Nivel 3

SIRONiTi: Nivel 4

W&H Entran: Nivel 3

(IT)

**F360 sistema di lime in NiTi con conicità .04 per la preparazione meccanica di canali radicolari**

#### 1. Indicazione

Gli strumenti sono destinati alla rimozione meccanica di tessuti malati e materiali di otturazione nell'ambito di un trattamento del canale radicolare.

#### 2. Controindicazione

Le controindicazioni sono (p. es.):

- Canali radicolari con forti curvature repentine
- Forte calcificazione
- Preparazione di denti da latte

#### 3. Utilizzo conforme

In generale:

- Gli strumenti sono previsti solo per l'impiego monouso (in un paziente), una lima è in grado di trattare fino a 5 canali radicolari.
- Osservare le raccomandazioni relative all'impiego di strumenti meccanici in NiTi e alla pulizia e la disinfezione del canale radicolare.

- Controllare gli strumenti anche durante il trattamento – nel lavaggio provvisorio – per verificare la presenza di deformazioni plastiche quali per es. torsioni nella sezione di lavoro, ed eventualmente eliminarli.

Prima di utilizzare le lime F360 :

- Definire la morfologia canalare tramite immagini radiografiche.
- Esporre in modo chiaro l'accesso al canale, per es. con l'ausilio di un opener OP10L 19.204.030.
- Realizzare un percorso scorrevole con uno strumento meccanico, per esempio il PathGlider (PG03L25.205.015) o con uno strumento manuale idoneo fino alla grandezza ISO 015, per es. con una lima K dopo aver effettuato un sondaggio del canale.

Impiego delle lime F360:

Cominciando dalla misura 025, le lime F360 dovrebbero essere utilizzate in ordine crescente (035/045/055) fino ad arrivare alla misura target.

- Impiegare gli strumenti in un contrangolo o motore con momento torcente controllato (per es. E-Drive, 9938 o EndoPilot mobil, EP0014 di Komet) con un momento torcente di 1,8 Ncm e una velocità di ↺ ↻ 250–350 giri al min.<sup>-1</sup> (↺ ↻ 500 giri al min.<sup>-1</sup>).

Komet E-Drive: Livello di potenza 4

KaVo ENDOadv: Livello di potenza 3

SIRONiTi: Livello di potenza 4

W&H Entran: Livello di potenza 3

- Procedere con gli strumenti in «picking motion», cioè con brevi movimenti verso l'alto e il basso, per un periodo di tempo di max. 5–8

- Inserir le instruments en rotation dans le canal. Travailler en respectant la technique « picking motion », c'est-à-dire, les instruments font des mouvements du haut vers le bas le long de la pari canalaira. Temps d'utilisation maximal de l'instrument dans le canal: 5–8 sec.

- Nettoyer les instruments mécaniquement de temps en temps pendant le traitement, par exemple dans le porte-fraise pour le stockage temporaire 595. Rincer le canal radiaire scrupuleusement pour faire partir toute trace de contamination.

#### 4. Traitement ultérieur

Après avoir appliqué un médicament si nécessaire, le canal peut être obturé selon la méthode habituelle, par exemple avec de la gutta-percha condensée GPF04–par ex. cône de gutta-percha Komet F360–avec un système à base de « tuteur », par exemple Komet F360 Fill ou selon une méthode thermo plastique.

#### 5. Retraitement

Les limes R6 en emballage stérile ne sont pas prévues pour le retraitement, c'est-à-dire le nettoyage/la désinfection et la stérilisation avant la réutilisation. Elles sont à usage unique (un seul patient). Les instruments utilisés doivent être jetés. Sinon, une utilisation sûre et sans risques ne peut alors être garantie. La réutilisation de ces produits entraîne un risque d'infection et/ou la sécurité des produits ne peut plus être garantie. Les instruments avec un emballage endommagé ne sont plus stériles et ne peuvent pas être utilisés. Les fiches d'avis/instruction pour la préparation des instruments selon DIN EN ISO 17664, les présentes instructions d'utilisation et des informations plus détaillées dans leur version actuelle peuvent être téléchargées au site www.kometdental.de ou demandes du fabricant Gebr. Brasseler.

#### 6. Stockage

Stocker les instruments à l'abri du rayonnement UV et de la chaleur, dans un endroit propre et sec. Ne pas stocker au même endroit que les solvants ou produits chimiques.

#### 7. Elimination

Éliminer les instruments dans des contenants hermétiques, incassables et imperforables (protection contre la contamination).

#### 8. Sécurité et responsabilité

Prière de se référer aux conseils d'utilisation et de sécurité mentionnés dans notre catalogue dentaire actuel de Komet Dental. Les instruments doivent uniquement être utilisés selon leurs applications spécifiques. Obligation pour l'utilisateur de s'assurer que les produits sont adaptés à chaque cas. L'application de l'instrument relève de la responsabilité de l'utilisateur. Une négligence de la part l'utilisateur entraînant des dommages, spécialement si ceux-ci sont causés par le non-respect de nos recommandations d'utilisation ou avertissement pour la préparation des instruments selon DIN EN ISO 17664, les présentes instructions d'utilisation et des informations plus détaillées dans leur version actuelle peuvent être téléchargées au site www.kometdental.de ou demandes du fabricant Gebr. Brasseler.

#### 9. Procédure en cas des incidents indésirables graves

En cas des incidents indésirables graves, veuillez procéder conformément aux dispositions légales dans votre pays.

Les limes F360 sont conçues pour être utilisées dans un ordre croissant (035/045/055) jusqu'à atteindre la taille cible. Les limes sont à usage unique (un seul patient). Les instruments utilisés doivent être jetés. Sinon, une utilisation sûre et sans risques ne peut alors être garantie. La réutilisation de ces produits entraîne un risque d'infection et/ou la sécurité des produits ne peut plus être garantie. Les instruments avec un emballage endommagé ne sont plus stériles et ne peuvent pas être utilisés. Les fiches d'avis/instruction pour la préparation des instruments selon DIN EN ISO 17664, les présentes instructions d'utilisation et des informations plus détaillées dans leur version actuelle peuvent être téléchargées au site www.kometdental.de ou demandes du fabricant Gebr. Brasseler.

- Insertar las limas rotando dentro del conducto y utilizar movimientos cortos hacia arriba y abajo (picking motion) durante un tiempo máximo de 5–8 segundos, de acuerdo al principio «single-length».

- Limpie los instrumentos periódicamente durante el tratamiento, por ejemplo en el fresero intermedio 595. Irrigue el conducto exhaustivamente para remover todos los detritus.

#### 4. Tratamiento ulterior

Después de administrar un medicamento (si es necesario), el conducto preparado puede ser obturado según los métodos usuales, por ejemplo con gutapercha condensada GPF04 como ser las puntas de gutapercha de Komet F360, un sistema de obturación a base de vástagos, por ejemplo Komet F360 Fill o un procedimiento termoplástico.

#### 5. Reprocesamiento

Las lmas R6 en embalaje estéril no están previstas para ser limpiadas, desinfectadas y esterilizadas para una reutilización. Los instrumentos son de un solo uso (para un solo paciente). Las lmas deben desecharse después de su utilización ya que no puede garantizarse una reutilización segura y sin riesgos. La reutilización de estos productos conlleva un riesgo de infección y/o la seguridad de los productos ya no puede garantizarse. Instrumentos en un embalaje dañado han dejado de ser estériles, por lo tanto no pueden utilizarse. Las instrucciones de trabajo para la preparación de instrumentos según DIN EN ISO 17664, estas instrucciones de uso así como informaciones más detalladas en su versión modificada pueden ser bajadas de www.kometdental.de o pedidas del fabricante Gebr. Brasseler.

#### 6. Almacenaje

Almacenar los instrumentos al abrigo de la radiación UV y del calor, en un ambiente limpio y seco. No guardar en el mismo lugar que los solventes o productos químicos.

#### 7. Eliminación

Desachar los instrumentos en contenedores estancos irrompibles y resistentes a la punción (protección contra la contaminación).

#### 8. Seguridad y responsabilidad

Rogamos también siga fielmente las instrucciones para el empleo y las recomendaciones de seguridad generales del catálogo dental actual de Komet. El usuario tiene la obligación de examinar los instrumentos. Es el responsable de comprobar antes de utilizarlos, que su estado sea el apropiado para el uso previsto. La aplicación de los instrumentos está bajo la responsabilidad del usuario. Una negligencia del usuario generará, en caso de daños provocados por parte del mismo, una reducción o la exclusión completa de responsabilidades por parte de Gebr. Brasseler. En especial en el caso de no cumplir con las instrucciones de uso o las advertencias o bien en el caso de un uso incorrecto involuntario por parte del usuario.

#### 9. Procedimiento en casos de eventos adversos graves

En casos de eventos adversos graves, rogamos proceder en conformidad con las disposiciones legales en su país.

Los limes F360 se diseñan para utilizarse en un orden ascendente (035/045/055) hasta alcanzar el tamaño objetivo. Los limes son de un solo uso (para un solo paciente). Los instrumentos utilizados deben desecharse después de su utilización ya que no puede garantizarse una reutilización segura y sin riesgos. La reutilización de estos productos conlleva un riesgo de infección y/o la seguridad de los productos ya no puede garantizarse. Instrumentos en un embalaje dañado han dejado de ser estériles, por lo tanto no pueden utilizarse. Las instrucciones de trabajo para la preparación de instrumentos según DIN EN ISO 17664, estas instrucciones de uso así como informaciones más detalladas en su versión modificada pueden ser bajadas de www.kometdental.de o pedidos del fabricante Gebr. Brasseler.

Las lmas R6 en el embalaje estéril no están previstas para ser limpiadas, desinfectadas y esterilizadas para una reutilización. Los instrumentos son de un solo uso (para un solo paciente). Las lmas deben desecharse después de su utilización ya que no puede garantizarse una reutilización segura y sin riesgos. La reutilización de estos productos conlleva un riesgo de infección y/o la seguridad de los productos ya no puede garantizarse. Instrumentos en un embalaje dañado han dejado de ser estériles, por lo tanto no pueden utilizarse. Las instrucciones de trabajo para la preparación de instrumentos según DIN EN ISO 17664, estas instrucciones de uso así como informaciones más detalladas en su versión modificada pueden ser bajadas de www.kometdental.de o pedidos del fabricante Gebr. Brasseler.

- secondi, introducendoli nel canale con un movimento rotatorio, secondo la tecnica Single Length.
- Nel frattempo pulire meccanicamente gli strumenti, per es. nel box intermedio 595, e sciogliere bene a fondo il canale radicolare, al fine di rimuovere eventuali residui.

#### 4. Trattamento successivo

Dopo l'eventuale applicazione di una medicazione, il canale preparato può essere riempito secondo le normali procedure, per es. con gutta-percha condensata, come le punte di gutta-perca GPF04 Komet F360, con un sistema di riempimento con carrier, per es. Komet F360 Fill o un procedimento termoplastico.

#### 5. Ricondizionamento

Le lime R6 in imballaggio sterile non sono previste per la pulizia/disinfezione e sterilizzazione per il riutilizzo. Gli strumenti sono previsti solo per l'impiego monouso (in un paziente). Gli strumenti utilizzati devono essere eliminati, visto che un'utilizzazione sicura e senza rischi non può essere garantita. La riutilizzazione di questi prodotti presenta un rischio d'infezione e/o la sicurezza dei prodotti non può più essere garantita. Gli strumenti in imballaggio danneggiato non sono più sterili e non dovrebbero essere utilizzati. Le indicazioni operative per la ripreparazione degli strumenti conformemente alle norme DIN EN ISO 17664, queste istruzioni e delle informazioni più dettagliate nella loro forma attuale possono essere scaricate all'indirizzo www.kometdental.de oppure possono essere richieste al produttore Gebr. Brasseler.

- **Stoccaggio** Immagazzinare gli strumenti al riparo dei raggi UV luce e fonti di calore, in un ambiente pulito e asciutto. Non conservare nello stesso spazio che solventi o prodotti chimici.

#### 7. Smaltimento

Smaltire gli strumenti in appositi contenitori con chiusura ermetica resistenti alla rottura e alla perforazione (protezione contro la contaminazione).

#### 8. Sicurezza e garanzia

Si prega di osservare inoltre le indicazioni generali per l'uso e la sicurezza riportate nel manuale aggiornato dei prodotti dentali Komet. Gli strumenti possono essere utilizzati solo per lo scopo di impiego indicato. Prima dell'uso, l'utente è tenuto a verificare personalmente l'idoneità e la conformità dei prodotti in riferimento all'utilizzo previsto. L'utente è responsabile per l'utilizzo corretto degli strumenti. Un concorso di colpa dell'utilizzatore comporta, in presenza di danni causati da questi, la riduzione o la totale esclusione della responsabilità della Gebr. Brasseler. Questo vale in particolare nel caso di inosservanza delle istruzioni per l'uso o degli avvisi o ancora di uso sbagliato involontario da parte dell'utilizzatore.

#### 9. Procedura in caso di eventi avversi seri

In caso di eventi avversi seri, si prega di procedere in conformità alle disposizioni legali nel suo paese.