

Piktogramme · Icons



Kavitätenpräparation
Cavity preparation



Stiftsysteme
Post systems



Kronen-/Brückentechnik
Crown and bridge technique



Kronenpräparation
Crown preparation



Prophylaxe
Prophylaxis



Kunststofftechnik
Acrylic technique



Ausbohren alter Füllungen
Removal of old fillings



Wurzelglättung
Root planing



Modellerstellung
Model fabrication



Kronentrennen
Crown removal



KFO
Orthodontics



Feinwerktechnik
Milling technique



Füllungsbearbeitung
Working on fillings



Kieferchirurgie
Oral surgery



Modellgusstechnik
Model casting technique



Wurzelkanalaufbereitung
Root canal preparation



Implantologie
Implantology

Piktogramme · Icons



Winkel
Angle



unbelegte Spitze
Non cutting tip



vor Kopf schneidend
End cutting



Radius
Radius



unbelegte Spitze
Non cutting tip



Diamantkorn durchsetzt
Diamond interspersed



Radius
Radius



schneidende Spitze
Cutting tip, pointed



Länge Führungsstift
Length of guide pin



schneidende Spitze
Cutting tip



Sicherheitsfase
Safety chamfer



nicht schneidende Spitze
Non cutting tip



Ultraschallbad
Ultrasonic bath



Konuswinkel
Cone angle



vor Kopf diamantiert
End cutting only



Thermodesinfektor
Thermodesinfector



Fasenschliff
Bevel cut (milling)



vor Kopf diamantiert
End cutting only



134°C
Autoklav
Autoclave



Kante rund
Rounded edges



vor Kopf diamantiert
End cutting only, with chamfer



180°C
Heißluftsterilisator
Hot air sterilizer



runde Spitze
Rounded tip



vor Kopf diamantiert
End cutting only, with radius



C₂H₄O
Chemiklav
Chemiclave

