

MicroPlant 2,5 und 3,2 mm

Druckknopf Protector Attachment



3 Haftkräfte und viel Komfort – Druckknopf Protector

- zuverlässiges Attachment mit innovativem Protectorring
- 3 Haftkräfte:
gelb 500 g, rosa 1.000 g, transparent 1.200 g
- für die Erstversorgung mit 500 g Haftkraft nach dem Prinzip der zunehmenden Belastung
- kein Kontakt von Metall auf Metall beim Einsetzen der Prothese
- komfortabler Austausch vom Dämpfungselement Kappe und Protectorring durch einfaches Aufschrauben des Ringes
- angenehme und kostengünstige Versorgung

Sätze Druckknopf Protector Attachment

2 Primäranker + 2 Sekundäranker

	Ø 2,5 mm	Ø 3,2 mm
Satz gelb L1	4551.025	4551.032
Satz gelb L2	4552.025	4552.032
Satz gelb L3	4553.025	4553.032
Satz rosa L1	4554.025	4554.032
Satz rosa L2	4555.025	4555.032
Satz rosa L3	4556.025	4556.032
Satz transparent L1	4557.025	4557.032
Satz transparent L2	4558.025	4558.032
Satz transparent L3	4559.025	4559.032

Primäranker Ø 2,5 mm
zum Einschrauben in das Implantat



REF 524L1 L2 L3

Primäranker Ø 3,2 mm
zum Einschrauben in das Implantat



REF 524L1B L2B L3B

Handschlüssel
zum Eindrehen der Primäranker



REF 296 A

Sekundäranker
zum Einbau in die Prothese



REF 525.4/1/2
gelb 500 g / rosa 1000 g / transparent 1200 g

REF 99 18.4/1/2
Druckknopf-Protectorkappe und P-Ring Refill

Handschlüssel
für den Austausch von Kappe und Ring



REF 502

Transferkappe
für die Abformung



REF 299A

Laborimplantat



REF 526

Labor-Satz 4560