

Komet Dental

SMOOZIES FÜR DAS GROßE FINALE



Komet Dental

Mit den Smoozies läuft der finale Behandlungsschritt richtig smooth.

Patient wie Behandler sind gleichermaßen auf den großen Augenblick gespannt, wenn die Brackets entfernt werden. Doch fast immer verbleiben mehr oder weniger hartnäckige Kleberreste auf dem Zahn zurück. Dieser finale Behandlungsschritt läuft mit den Smoozies (REF 4688ST), den violetten

Spezialisten für die Klebstoffentfernung, jetzt richtig smooth.

Im Set gedacht: Zuerst bereitet der schnittfreundige Hartmetall-Smoozie die Oberfläche effizient und gleichzeitig patientenfreundlich vor. Dank seiner Zirkon-Nitrid-Beschichtung verfügt er über eine besonders lange Standzeit. Anschließend folgt der Smoozie-Polierer. Dieser Klebstoffradierer arbeitet schmelzschonend, also ganz riefenfrei und sicher. Wenn sich der Patient dann mit der Zunge über die Zähne streicht, wird er das neue, wunderbar glatte Gefühl lieben. Das schaffen die Smoozies in nur zwei Schritten. Noch nie lief der finale Schritt zum Behandlungsziel so routiniert und zügig. Einfach smooth!



Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

Tel.: 05261 701-700, Fax: -289

info@kometdental.de

www.kometdental.de